

Determinación

% de CPK

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: %	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 0,000 - 6		Tiempo respuesta 1,5 hora

% de fracción libre del antígeno pro

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Muy importante que la muestra sea centrifugada antes de una hora tras la extracción
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: -		Tiempo respuesta 5 Días

17-OH-Progesterona

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: 4-preñen-17alfa-ol-3,20-diona	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601213	Ayuno nocturno; en mujeres con ciclos menstruales, la toma del espécimen, debe hacerse en fase folicular temprana
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml	Transporte: Refrigerado
Valores normales: -		Tiempo respuesta 7 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

17-OH-Progesterona 30'

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención:

Día recepción: Miércoles

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo

Unidades:

Valores normales: -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
Días

25(OH)D

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Extracciones Hospital

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.: 25 hidroxicalciferol

Código SAS: 601358

Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo

Unidades: ng/mL

Valores normales: -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
4 días

Ac anti recoverina suero

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Todos

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo - Positivo

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
10 Días



CARTERA DE SERVICIOS

U.G.C. Bioquímica Clínica
Hospital Virgen Macarena (Sevilla)

Determinación

Ac anti TIF 1 gamma

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Todos

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo - Positivo

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
10 Días

Ac anti-islotos pancreáticos

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
5 días

Ac epidérmicos

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
5 días

Fecha versión 30/04/2018

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Página 3 de 153

Determinación

Ac. Anti-GAD65

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602123	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,0 - 10,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Ac. Anti-IA2

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602126	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,0 - 15,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Ac. Anti proteína MDA5

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - Positivo	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 10 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ac. Anti proteína NXP2

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Todos

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo - Positivo

Preparación:

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
10 Días

Ac. Anti proteína SAE1

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Todos

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo - Positivo

Preparación:

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
10 Días

Ac. Anti proteína SOX1 líquido cefa

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Todos

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo - Positivo

Preparación:

Espécimen: Líquido biológi



Contenedor:

Líquidos

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
10 Días

Determinación

Ac. Anti Recoverina en líquido cefal

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: Negativo - Positivo		Tiempo respuesta 10 Días

Ac. Anti titina en líquido cefalorraq

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: Negativo - Positivo		Tiempo respuesta 10 Días

Ac. Antiacuaporina 4 (NMO) IgG e

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: Negativo - Positivo		Tiempo respuesta 15 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ac. anti-células parietales

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602026	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Título	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo -	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 3 días

Ac. anti-edomisio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo -	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Ac. anti-insulina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602128	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,0 - 10,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ac. anti-LKM

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Título	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Ac. anti-mitocondriales

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 60201	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Título	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Ac. anti-músculo liso

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602018	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Título	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ac. anti-receptor acetil colina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: nmol/L	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,00 - 0,45	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Ac. Anti-Tiroglobulina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602000	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,00 - 60,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Ac. Anti-TPO

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602001	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: IU/ml	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,00 - <28	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ácido 5-Hidroxi-indolacético

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 601004

Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular

Unidades: mgr/24h

Valores normales: 0 - 8,2

Espécimen: Orina 24 h.



Contenedor:
Orina 24 h

Transporte: Protegido luz

Preparación:

2 días antes de la toma no deberá tomar:
Café, té y chocolate.
Plátanos y piña,
Caramelos, dulces, pasteles, galletas, etc,
Helados,
Nada que contenga vainilla,
Bebidas azucaradas en general (coca-cola, etc)

Tiempo respuesta
10 días

Acido Delta Aminolevulinico

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 601006

Área Laboratorio: Automatización

Unidades: mg/24h

Valores normales: 0,0 - 7,0

Espécimen: Orina 24 h.



Contenedor:
Orina 24 h

Transporte: Protegido luz

Preparación:

Tiempo respuesta
15 días

Ácido fólico

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 601182

Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular

Unidades: ng/ml

Valores normales: 2,880 - 17,000

Espécimen: Suero



Contenedor:
Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Ayuno 12 horas

Tiempo respuesta
7 días

Determinación

Ácido Homovanílico

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601008		2 días antes de la toma no deberá tomar: Café, té y chocolate, Plátanos y piña, Caramelos, dulces, pasteles, galletas, etc. Helados, Nada que contenga vainilla, Bebidas azucaradas en general (coca-cola, etc.)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Contenedor: Orina 24 h	Tiempo respuesta
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/24h	Transporte: Protegido luz	10 días
	Valores normales: 0,0 - 6,2		

Ácido Úrico

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Urato	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601348		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	Tiempo respuesta
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	Transporte: Refrigerado	2 días
	Valores normales: 2,60 - 7,20		

Ácido Úrico

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Excreción de urato	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601348		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h	Tiempo respuesta
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	Transporte: Refrigerado	2 días
	Valores normales: 250,0 - 750,0		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ácido Úrico

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Ácido 2-hidroxi- 1,2,3-propanotricarboxílico	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601348	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 2,60 - 7,20	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Ácido Vanil-mandélico

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601011	2 días antes de la toma no deberá tomar: Café, té y chocolate. Plátanos y piña, Caramelos, dulces, pasteles, galletas, etc. Helados, Nada que contenga vainilla, Bebidas azucaradas en general (coca-cola etc)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Orina 24 h.
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/24h	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: 0 - 6,7	
		Transporte: Protegido luz
		Tiempo respuesta 10 días

ACTH

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: Hormona adrenocorticotropa, Corticotropina	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601132	Ayuno nocturno; efectuar extracción entre las 08:00 y 10:00h y evitar punciones venosas traumáticas(estrés). Se enviará inmediatamente tras la extracción al Laboratorio para su centrifugación y separación del plasma No se puede remitir desde CP
Centro obtención: Laboratorio	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Plasma
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/mL	Contenedor: EDTA 3 ml
	Valores normales: 3,6 - 60,5	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Actividad del complemento CH-50

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 51 - 150	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

ADA

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601023	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Urgencias	Espécimen: Líquido biológi
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	Contenedor: Líquidos
	Valores normales: 0,00 - 33,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Adrenalina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601028	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Orina 24 h.
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ug/24h	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: 0 - 22,4	
		Transporte: Protegido luz
		Tiempo respuesta 10 días

2 días antes no deberá tomar:
Café, té y chocolate,
Plátanos y piña,
Caramelos, dulces, pasteles, galletas,
Helados,
Nada que contenga vainilla,
Bebidas azucaradas (coca-cola etc.)

Determinación

Albúmina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Albúmina	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601030	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: gr/dL	
	Valores normales: 3,50 - 5,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Albúmina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601030	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: gr/dl	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Albúmina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601030	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: g/dl	
	Valores normales: 3500,00 - 5200,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Albúmina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601030	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 0,000 - 0,000	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Aldolasa

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601034	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: u/l	
	Valores normales: 0,50 - 7,60	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Aldosterona

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601035	Espécimen: Suero
Centro obtención: Laboratorio	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/dL	
	Valores normales: 3,000 - 22,000	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 7 días

Tres semanas antes de la determinación deben seguirse las siguientes normas:
No tomar diuréticos, betabloqueantes, IECA, ARA II y calcioantagonistas dihidropiridínicos
Dieta normosódica
Puede tomar verapamil o diltiazem

Determinación

Alfa Fetoproteína

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601036	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml	
	Valores normales: -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Alfa Fetoproteína

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: ALFAFETOPROTEINA	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601036	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml	
	Valores normales: 0,10 - 10,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Alfa-1 antitripsina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601067	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 90,0 - 200,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Alfa-1 Glicoproteína ácida

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601197	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 50,0 - 120,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Alfa-1 microglobulina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601260	Espécimen: Orina 24 h.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Orina 24 h
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 0,0000 - 12,0000	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Algoritmo de riesgo de malignidad o

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades:	
	Valores normales: Bajo - Alto	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

La petición debe acompañarse por un volante de interconsulta indicando edad y estado eumenorreico de la paciente.

Determinación

Alternaria Alternata

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	
Valores normales: 0,000 - 0,350	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días

Aluminio en orina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: µg/g Creatinina	
Valores normales: - 30 µg/g Cre	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días

Aluminio en suero

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Contenedor: Suero metales
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	
Valores normales: - 15,0	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días

Es necesario remitir la muestra en un tubo específico para metales (Tapón azul)

Determinación

Amilasa

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Alfa-amilasa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601041	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Todos	Unidades: U/L	
	Valores normales: 15,0 - 644,0	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta: 1,5 hora

Amilasa

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601041	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 2 días

Amilasa

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Alfa-amilasa	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601041	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	
	Valores normales: 0,0 - 220,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Amilasa

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Alfa-amilasa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601041	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: UI/l	
	Valores normales: -	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Amilasa

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Uri-alfa-Amilasa	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601041	Espécimen: Orina 24 h.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	
	Valores normales: 0,0 - 999,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Amilasa

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Alfa-amilasa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601041	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: U/L	
	Valores normales: 15,0 - 220,0	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Amoniemia

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Tetrahidruro de nitrógeno	Espécimen: Plasma	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601046		No fumar varias horas antes de la extracción. En ayuna.
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: EDTA 3 ml	Plasma(edta) Sin hemostasis venosa.
Día recepción: Todos	Unidades: mcg/dl	Transporte:	Tubo lleno completamente, cerrado y colocado en hielo. Sin hemólisis
	Valores normales: 27,2 - 102		Tiempo respuesta 1 hora

ANA-IFI

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Título	Transporte: Refrigerado	
	Valores normales: Negativo -		Tiempo respuesta 2 días

ANCA-IFI

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Título	Transporte: Refrigerado	
	Valores normales: Negativo -		Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

ANCA-MPO

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602028		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 4 días
	Valores normales: 0,0 - 5,0		

ANCA-PR3

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602029		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 4 días
	Valores normales: 0,0 - 5,0		

Androstendiona

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: Delta4-androstenodiona,4-androsteno-3,17-diona.	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601049		Ayuno nocturno.En mujer el espécimen debe tomarse en fase folicular temprana
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo		
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 días
	Valores normales: 0,500 - 3,000		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti Jo1

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602071		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/ml	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 0 - 20		

Anti proteína SOX 1

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		
Día recepción: Todos	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 10 Días
	Valores normales: Negativo - Positivo		

Anti RNP

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602003		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 0 - 20		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti Scl70

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602107	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/ml	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0 - 20	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Anti Sm

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602111	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0 - 20	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Anti SSA/Ro

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602094	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0 - 20	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti SSB/La

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602016		Contenedor:
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 0 - 20		

Anti-aCL IgG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602058		Contenedor:
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: GPL/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 0,0 - 15,0		

Anti-aCL IgM

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602067		Contenedor:
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: MPL/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 0,0 - 12,5		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-anfifisina (inmunotransferenci

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: Negativo -		5 Días

Anti-anfifisina (inmunotransferenci

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Líquido biológi	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Líquidos	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: Negativo -		5 Días

Anti-AQP4 (NMO) IgG cuantitativo

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 0 - 5		15 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-beta 2 glicoproteína I IgG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602061	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: SGU/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,0 - 20,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Anti-beta 2 glicoproteína I IgM

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602060	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: SMU/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,0 - 20,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Anticuerpos anti acuaporina4 (NM)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - Positivo	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 15 Días

Determinación

Anticuerpos anti AQP4(NMO) IgG

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - 1/10	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 15 Días

Anticuerpos anti titina suero

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades:	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 10 Días

Anticuerpos AntiActina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: Cualitativo	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anticuerpos antiacuaporina 4 ELIS

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Líquido cefalor
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: U/mL	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0 - 5		Tiempo respuesta 15 Días

Anticuerpos anti-acuaporina-4 (anti

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Autoinmunidad	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0 - 5		Tiempo respuesta 5 Días

Anticuerpos anti-AQP4 (NMO) IgG

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: - 5		Tiempo respuesta 15 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.



CARTERA DE SERVICIOS

U.G.C. Bioquímica Clínica
Hospital Virgen Macarena (Sevilla)

Determinación

Anticuerpos anti-AQP4 (NMO) IgG

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Líquido biológi
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	 Contenedor: Líquidos
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 15 Días

Anticuerpos anti-proteína Pm/Scl 1

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades:	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 15 Días

Anticuerpos anti-Th/To

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades:	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 15 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anticuerpos-anti-proteína Pm/Scl 7

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades:	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 15 Días

Anti-CV2 (inmunotransferencia) en

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Líquido biológi
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	 Contenedor: Líquidos
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Anti-CV2 (inmunotransferencia) en

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Determinación

Anti-EJ (Glicil-tRNA-sintetasa)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 Días

Anti-factor intrínseco

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602012		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/ml	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: 0 - 20	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			3 días

Anti-GD1a IgG

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-GD1a IgM

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-GD1b IgG

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-GD1b IgM

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Determinación

Antígeno asociado a carcinomas esc

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: µg/L	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0 - 1,5	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Antígeno de células escamosas

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - 1,5	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Antígeno prostático específico (PSA)

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601065	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,100 - 4,000	Transporte:
		Tiempo respuesta 2 días

Determinación

Anti-gliadina IgA

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602081		Rogamos indiquen la fecha nacimiento para la realización del perfil celiaco
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 0,0 - 20,0		

Anti-gliadina IgG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602080		Rogamos indiquen la fecha nacimiento para la realización del perfil celiaco
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 0,0 - 20,0		

Antiglicoproteína de la mielina del o

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: Cualitativo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días
	Valores normales: Negativo - Positivo		

Determinación

Anti-GM1 IgG

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-GM1 IgM

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-GM2 IgG

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Determinación

Anti-GM2 IgM

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 Días

Anti-GM3 IgG

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 Días

Anti-GM3 IgM

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-GP210

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602103

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días

Anti-GQ1b IgG

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-GQ1b IgM

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Determinación

Anti-GT1b IgG

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-GT1b IgM

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-histonas

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602068

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días



CARTERA DE SERVICIOS

U.G.C. Bioquímica Clínica
Hospital Virgen Macarena (Sevilla)

Determinación

Anti-Hu (IFI) en LCR

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Título

Valores normales: Negativo -

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Espécimen: Líquido biológi



Contenedor:
Líquidos

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-Hu (IFI) en suero

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Título

Valores normales: Negativo -

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Espécimen: Suero



Contenedor:
Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-Hu (inmunotransferencia) en

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Espécimen: Líquido biológi



Contenedor:
Líquidos

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
5 Días

Fecha versión 30/04/2018

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Página 40 de 153

Determinación

Anti-Hu (inmunotransferencia) en s

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 Días

Anti-JO1

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602071		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			7 días

Anti-Ku

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602065		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: cualitativo	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-LC1

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602070

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días

Anti-LKM1

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602085

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días

Anti-membrana basal glomerular

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602035

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: U/ml

Valores normales: 0 - 10

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
4 días

Determinación

Anti-Mi2

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: cualitativo	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 días

Anti-mitocondrial M2

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602033		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/ml	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: 0 - 20	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 días

Anti-mitocondrial M2 (complejo

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602033		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-ndNA

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: WHO U/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,0 - 92,6	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Anti-nucleosomas

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: cualitativo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo - 0,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Anti-OJ(Isoleucil-tRNA-sinteta)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: Negativo -	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Determinación

Anti-PCNA .

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días

Anti-PI7

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días

Anti-PL12

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602041

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días

Determinación

Anti-Pm/SCL

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602151		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			7 días

Anti-PML

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 días

Anti-PNMA2 (Ma2/Ta) (inmunotra

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.



CARTERA DE SERVICIOS

U.G.C. Bioquímica Clínica
Hospital Virgen Macarena (Sevilla)

Determinación

Anti-PNMA2 (Ma2/Ta) (inmunotra

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Líquido biológi
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Líquidos
Valores normales: Negativo -		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Anti-Proteína centrom.(CENP-B)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 602052	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Valores normales: Negativo -		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

Anti-R (inmunotransferencia) en su

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Valores normales: Negativo -		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-receptor TSH

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: Antirreceptor-TSH	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 602019	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI/L	
	Valores normales: 0,000 - 1,000	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

Anti-Ri (IFI) en LCR

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Líquido biológi
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: Título	
	Valores normales: Negativo -	Contenedor: Líquidos
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Anti-Ri (IFI) en suero

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: Titulo	
	Valores normales: Negativo -	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Determinación

Anti-Ri (inmunotransferencia) en L

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Líquido biológico	Preparación: Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Contenedor: Líquidos
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 Días
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:		
	Valores normales: -		

Anti-RNP Ribosomal (Prot.P-rib)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación: Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602003		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo		
	Valores normales: Negativo -		

Anti-RNP(U1RNP)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación: Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602003		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo		
	Valores normales: Negativo -		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-SCL70 (Tropoisomerasa I)

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602107

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
7 días

Anti-SLA/LP

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602113

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días

Anti-SM

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602111

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
7 días

Determinación

Anti-Sp100 (proteína granular)

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602112

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 días

Anti-SSA 52 kD

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602094

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
7 días

Anti-SSA/Ro 60 kD

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS: 602094

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Cualitativo

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
7 días

Determinación

Anti-SSB/La

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602016		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			7 días

Anti-transglutaminasa IgA

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602059		Rogamos indiquen la fecha nacimiento para la realización del perfil celiaco
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: U/mL	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: 0,0 - 20,0	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 días

Anti-transglutaminasa IgG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602084		Rogamos indiquen la fecha nacimiento para la realización del perfil celiaco
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: 0,0 - 20,0	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Anti-Yo (IFI) en LCR

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Título

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Líquido biológi



Contenedor:
Líquidos

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-Yo (IFI) en suero

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades: Título

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Suero



Contenedor:
Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Anti-Yo (inmunotransferencia) en L

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes-Viernes

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Autoinmunidad

Unidades:

Valores normales: Negativo -

Espécimen: Líquido biológi



Contenedor:
Líquidos

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica

Tiempo respuesta
5 Días

Determinación

Anti-Yo (inmunotransferencia) en s

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Rogamos indiquen la sospecha diagnóstica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor:	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: Negativo -	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			5 Días

Apolipoproteína A-I

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601069		Ayuno 12 horas
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: 115,0 - 210,0	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			7 días

Apolipoproteína B-100

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601070		Ayuno 12 horas
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Contenedor:	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Suero (tapón amarillo)	
	Valores normales: 55,0 - 135,0	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
			7 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Artemisa Vulgaris

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	
	Valores normales: 0,000 - 0,350	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Aspecto

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Sin unidades	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Azúcar

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601206	Espécimen: Heces Fecalograma
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina estéril
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: %	
	Valores normales: 0,00 - 0,00	Transporte:
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Bacalao

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	
	Valores normales: 0,000 - 0,350	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Benzodiazepinas

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Benzodiazepinas	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601076	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades:	
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

B-HCG

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Gonadotropina coriónica intacta	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601204	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mU/ml	
	Valores normales: 0,000 - 5,000	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1,5 Hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

B-HCG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: gonadotrofina corionica humana total	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601204	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mUI/mL	
	Valores normales: 0,00 - 5,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

B-HCG

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601204	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mU/ml	
	Valores normales: 0,00 - 0,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Bilirrubina Directa

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Bilirrubina esterificada	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601078	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 0,00 - 0,30	Transporte: Protegido luz
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Bilirrubina directa

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Bilirrubina directa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601078	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 0,100 - 0,300	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta: 1,5 hora

Bilirrubina total

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Bilirrubina	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601079	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: -	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta: 1 hora

Bilirrubina Total

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Bilirrubina	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601079	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 0,00 - 1,00	Transporte: Protegido luz
		Tiempo respuesta: 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Bilirrubina total

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Bilirrubina	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601079	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Transporte: Temperatura ambiente
	Valores normales: 0,100 - 1,000	Tiempo respuesta 1,5 hora

Bilirrubina total

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601079	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Tiempo respuesta 2 días

C1q

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601120	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 10,0 - 25,0	Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

C3

Nombre S.I.: Srm-Componente C3 del complemento	Preparación:
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS: 601124
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Inmunología
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades: mg/dL
Día recepción: Lunes a Viernes	Valores normales: 82,0 - 170,0
Espécimen: Suero	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Transporte: Refrigerado
	Tiempo respuesta 2 días

C4

Nombre S.I.: Srm-Componente C4 del complemento	Preparación:
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS: 601125
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Inmunología
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades: mg/dL
Día recepción: Lunes a Viernes	Valores normales: 12,0 - 36,0
Espécimen: Suero	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Transporte: Refrigerado
	Tiempo respuesta 2 días

CA 15.3

Nombre S.I.:	Preparación:
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS: 601057
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades: U/ml
Día recepción: Lunes a Viernes	Valores normales: 2,00 - 37,00
Espécimen: Suero	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Transporte: Refrigerado
	Tiempo respuesta 1 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

CA 19.9

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601058	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/ml	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 2,00 - 37,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

CA.125

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: CA 12.5	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601056	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/ml	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 5,00 - 35,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Cacahuete

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,000 - 0,350	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Determinación

Cadena pesada Ig A Kappa

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Todos

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Inmunoproteínas

Unidades:

Valores normales: 0,57 - 2,08

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
7 Días

Cadena pesada Ig A Lambda

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Todos

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Inmunoproteínas

Unidades:

Valores normales: 0,44 - 2,04

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
7 Días

Cadena pesada Ig G Kappa

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Todos

Nombre S.I.:

Código SAS:

Área Laboratorio: Proteínas alergia

Unidades:

Valores normales: 3,84 - 12,07

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
7 Días

Determinación

Cadena pesada Ig G Lambda

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Inmunoproteínas	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades:	
	Valores normales: 1,91 - 6,74	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Calcio

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Calcio	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601085	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 8,50 - 10,50	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1,5 hora

Calcio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Sr-Calcio	Preparación: Evitar estasis venoso prolongado.
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601085	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 8,50 - 10,50	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Calcio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Excreción de calcio	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601085		Tres días antes de la recogida de la orina se debe seguir una dieta normocalcica(800 mg de calcio/día).
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h	MEDICACIÓN : Suspender tres días antes los medicamentos que afectan al metabolismo hidromineral: antiácidos, fosfatos, glucocorticoides, inhibidores
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
	Valores normales: 0,00 - 0,00		

Calcitonina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601087		
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/ml	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 0,00 - <19		

Calcitonina en aspirado

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Líquido biológi	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		La petición debe indicar la zona en la que se ha realizado el aspirado.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Todos	Unidades: pg/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 Días
	Valores normales: -		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Cálculo renal

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601089	Espécimen:
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Básico orina
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 0,0 - 0,0		Tiempo respuesta 2 días

Carbamacepina

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Carbamazepina	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601092	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mcg/ml	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 0,00 - 0,00		Tiempo respuesta 1 hora

Caspa de Caballo

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0,000 - 0,350		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.



CARTERA DE SERVICIOS

U.G.C. Bioquímica Clínica
Hospital Virgen Macarena (Sevilla)

Determinación

Caspa perro

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	
	Valores normales: 0,000 - 0,350	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

CEA

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601062	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml	
	Valores normales: 0,10 - 5,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Celularidad

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601314	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades:	
	Valores normales: -	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
 Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ceruloplasmina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601096	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 20,0 - 40,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

c-HDL

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Colesterol de lipoproteinas de alta densidad	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601114	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 35,0 - 75,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

c-HDL-ul.

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601114	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

Determinación

Cistatina-C

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: mg/L	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,58 - 1,03	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 3 Días

Citrato en orina.

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601103	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Orina 24 h.
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mmol/L	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: 1,50 - 4,70	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

En pacientes pediátricos, se puede determinar citrato en orina básica.

Cladosporium Herbarum

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,000 - 0,350	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Determinación

Clara de huevo

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI		
	Valores normales: 0,000 - 0,350		

c-LDL

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601115		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL		
	Valores normales: 80,0 - 150,0		

c-LDL-ul.

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación: Ayuno 12 horas
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601115		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl		
	Valores normales: - Según riesg		

Determinación

Cloro

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Cloro	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601110	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Todos	Unidades: mEq/L	
	Valores normales: 61,0 - 168,0	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1,5 hora

Cloro

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601110	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/l	
	Valores normales: 90,0 - 115,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Cloro

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601110	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/L	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Cloro

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Cloro	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601110	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mEq/l	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 98,0 - 106,0		Tiempo respuesta 1 hora

Cloro

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601110	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Básico orina
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/l	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 140,0 - 250,0		Tiempo respuesta 1 días

Cloruros

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Cloro	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601110	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: mEq/l	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 120 - 130		Tiempo respuesta 1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Cobalto en orina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Espécimen: Orina básica
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Básico orina
	Valores normales: -	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Cobalto en suero

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Es necesario remitir la muestra en un tubo específico para metales (Tapón azul)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: µg/L	Contenedor: Suero metales
	Valores normales: - 1,0 µg/L	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Cobre

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601112	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ug/dl	Contenedor: Suero metales
	Valores normales: 65,0 - 165,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Cobre en Orina de 24 horas

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Espécimen: Orina 24 h.
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: µg/24h	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: - 60 µg/24h	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Cociente Colesterol total/HDL

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: ÍNDICE ATEROGÉNICO	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,000 - 5,000	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Cociente Kappa-s/Lambda

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: mg/L	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - 3	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 3 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Cociente oxalato/creatinina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Orina 24 h./ori
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mmol/mol cre	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: 0,00 - 0,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 15 días

Colest.total-ul/c-HDL-ul.

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Ayuno 12 horas
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - Inferior a 4.	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 7 días

Colesterol

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Colesterol	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601116	Ayuno 14 horas.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 150,0 - 220,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Colesterol no-HDL

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601116	Ayuno 12 horas
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - Según riesg	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 1 días

Colesterol total-ul.

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601116	Ayuno 12 horas
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - Inferior a 20	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

Colinesterasa

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Colinesterasa II	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601001	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: U/L	Contenedor: Suero (urgencias)
	Valores normales: 5400,0 - 13200,0	
		Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Colinesterasa

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Colinesterasa	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601001		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L		
	Valores normales: 5400,0 - 13200,0		

Cortisol

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: 11 beta ,17alfa, 21trihidroxi4-preñeno-3,20-diona	Espécimen: Suero	Preparación: Ayuno nocturno; evitar punciones venosas traumáticas(estrés). Considerar hora de extracción en relación al ciclo vigilia-sueño. La muestra se debe extraer entre las 8:00 y las 10:00h
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601134		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml		
	Valores normales: 40 - 200		

Cortisol libre orina 24 h

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: 11 beta ,17alfa, 21trihidroxi4-preñeno-3,20-diona	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación: Muestra de orina de 24 h con diuresis.
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		Contenedor: Orina 24 h
Centro obtención: Laboratorio	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días
Día recepción: Todos	Unidades: µg/24h		
	Valores normales: 12,5 - 100		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

cortisol total en orina de 24h

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Laboratorio

Día recepción: Todos

Nombre S.I.: 11 beta ,17alfa, 21trihidroxi4-preñeno-3,20-diona

Código SAS:

Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo

Unidades: µg/24h

Valores normales: 55,5 - 286

Espécimen: Orina 24 h.



Contenedor:
Orina 24 h

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Muestra de orina de 24h. Indispensable indicar diuresis

Tiempo respuesta
5 Días

CPK

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.: Srm-Creatina-cinasa

Código SAS: 601136

Área Laboratorio: Automatización

Unidades: U/L

Valores normales: 10,0 - 195,0

Espécimen: Suero



Contenedor:
Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Evitar ejercicio violento e inyecciones intramusculares antes de la extracción. Hay medicamentos que elevan los valores. Consultar laboratorio

Tiempo respuesta
2 días

CPK total

Disponibilidad: Urgencias

Volante: Urgencias

Centro obtención: Extracciones Hospital

Día recepción: Todos

Nombre S.I.: Creatina-cinasa

Código SAS: 601136

Área Laboratorio: Urgencias

Unidades: U/L

Valores normales: 15,0 - 195,0

Espécimen: Suero



Contenedor:
Suero (urgencias)

Transporte: Temperatura ambiente

Preparación:

Tiempo respuesta
1,5 hora

Determinación

CPK-MB

Nombre S.I.: Creatina-cinasa MB	Preparación:
Disponibilidad: Urgencias	Código SAS: 601138
Volante: Urgencias	Área Laboratorio: Urgencias
Centro obtención: Extracciones Hospital	Unidades: U/L
Día recepción: Todos	Valores normales: 0,0 - 24 U/L
Espécimen: Suero	Contenedor: Suero (urgencias)
	Tiempo respuesta
Transporte: Temperatura ambiente	1 hora

Creatinina

Nombre S.I.: Cratininio	Preparación:
Disponibilidad: Urgencias	Código SAS: 601135
Volante: Urgencias	Área Laboratorio: Urgencias
Centro obtención: Extracciones Hospital	Unidades: mg/dl
Día recepción: Todos	Valores normales: 0,70 - 1,40
Espécimen: Suero	Contenedor: Suero (urgencias)
	Tiempo respuesta
Transporte: Temperatura ambiente	1,5 hora

Creatinina

Nombre S.I.:	Preparación:
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS: 601135
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Automatización
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades: mg/dl
Día recepción: Lunes a Viernes	Valores normales: 0,0 - 0,0
Espécimen: Orina básica	Contenedor: Básico orina
	Tiempo respuesta
Transporte: Refrigerado	1 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Creatinina

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Cratininio	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601135	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta: 1,5 hora

Creatinina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Creatinino	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601135	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 0,700 - 1,500	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 2 días

Creatinina 24 h

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601135	Espécimen: Orina 24 h.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/24h	
	Valores normales: 1000,0 - 1500,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 1 días
		Recogida de orina de paciente durante 24 horas. Anotar la diuresis del paciente.

Determinación

Cribado de ANA

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602008		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 4 días
	Valores normales: Negativo -		

Cribado de ENAs

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602022		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad		
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 4 días
	Valores normales: 0,0 - 20		

Crioglobulinas

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación: Se debe hacer la extracción en el laboratorio.
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 602002		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas		
Día recepción: Jueves	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 8 días
	Valores normales: NEGATIVO - POSITIVO		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Cromo en orina

Nombre S.I.:		Preparación:	
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS:	Espécimen: Orina básica	
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Metales	 Contenedor: Básico orina	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días
Día recepción: Lunes-Viernes	Valores normales: -		

Cromo en suero

Nombre S.I.:		Preparación:	
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS:	Espécimen: Suero	Es necesario remitir la muestra en un tubo específico para metales (Tapón azul)
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Metales	 Contenedor: Suero metales	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades: µg/L	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días
Día recepción: Lunes-Viernes	Valores normales: - 2,0 µg/L		

Cuerpos reductores

Nombre S.I.:		Preparación:	
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS: 601140	Espécimen: Heces	
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Orina estéril	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Valores normales: 0,0 - 0,0		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

c-VLDL

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL		
	Valores normales: 14,0 - 40,0		

c-VLDL-ul.

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación: Ayuno 12 horas
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl		
	Valores normales: - Inferior a 30		

C-VLDL-ul/Trigl-ul.

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación: Ayunas 12 horas
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl		
	Valores normales: - Inferior a 0.		

Determinación

Cyfra 21

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: - 3,3	Tiempo respuesta 5 Días

Dermatofagoides PT

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 0,000 - 0,350	Tiempo respuesta 2 días

DHEA-Sulfato

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Delta5-androsten-3(beta)-ol-17-ona-SO ₄ ,DHEA-S	Preparación: Ayuno nocturno
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601141	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µg/dl	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Digestión de Principios Inmediatos

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601148	Hoja de recogida de muestras
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Heces
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:	Contenedor: Orina estéril
	Valores normales: 0,0 - 0,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Digoxina

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Digoxina	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601149	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: ng/ml	Contenedor: Suero (urgencias)
	Valores normales: 0,80 - 2,00	
		Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Diuresis 5 h

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Preanalítica de muestras D-xilosa
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen:
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ml/5h	Contenedor: Orina estéril
	Valores normales: 0,0 - 0,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 1 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Diuresis 24 h

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Recogida de toda la orina del paciente durante 24 horas
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ml/24h	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 0,0 - 0,0		1 días

DNA-VHB

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 603164		
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Hepatología	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI/mL	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 0,0 -		2 días

Dopamina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601153		2 días antes a la toma no deberá tomar: Café, té y chocolate, Plátanos y piña, Caramelos, dulces, pasteles, galletas, etc, Helados, Nada que contenga vainilla, Bebidas azucaradas en general (coca-cola etc)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Contenedor: Orina 24 h	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ug/24h	Transporte: Protegido luz	Tiempo respuesta
	Valores normales: 0,0 - 498,0		10 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

ECA (Enzima Conv. Angioten.)

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601158		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 10 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L		
	Valores normales: 8,00 - 52,00		

Epítoto compartido de la A.R.

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Sangre total	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 600196		Contenedor: EDTA 3 ml
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: Cualitativo (expresión)		
	Valores normales: -		

Eritropoyetina (EPO)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 606922		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzaimunoen sayo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mU/mL		
	Valores normales: 2,50 - 30,00		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Espermograma Básico

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Semen	Preparación: Hoja de instrucciones Preanalíticas
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		Contenedor: Orina estéril
Centro obtención: Laboratorio	Área Laboratorio: Andrología y Fertilidad	Transporte: Temperatura corporal	Tiempo respuesta 2 Días
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:		
	Valores normales: -		

Espermograma postvasectomía

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Semen	Preparación: Hoja de instrucciones Preanalíticas
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601165		Contenedor: Orina estéril
Centro obtención:	Área Laboratorio: Andrología y Fertilidad	Transporte: Temperatura corporal	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:		
	Valores normales: 0,0 - 0,0		

Estradiol

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: estra-1,3,5(10)-trieno,3,17beta-diol	Espécimen: Suero	Preparación: Anotar datos relativos al ciclo menstrual
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601159		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/ml		
	Valores normales: -		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.



CARTERA DE SERVICIOS

U.G.C. Bioquímica Clínica
Hospital Virgen Macarena (Sevilla)

Determinación

Estudio de Eyaculación Retrógrada

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina básica	Preparación: Hoja de instrucciones Preanalíticas
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		Contenedor: Básico orina
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Andrología y Fertilidad	Transporte:	Tiempo respuesta 2 Días
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:		
	Valores normales: -		

Estudio de Fertilidad (Espermiogra

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Semen	Preparación: Hoja de instrucciones Preanalíticas
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		Contenedor: Orina estéril
Centro obtención: Laboratorio	Área Laboratorio: Andrología y Fertilidad	Transporte: Temperatura corporal	Tiempo respuesta 2 Días
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:		
	Valores normales: -		

Examen Básico Orina (Urgencias)

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina básica	Preparación:
Volante:	Código SAS:		Contenedor: Básico orina
Centro obtención:	Área Laboratorio: Urgencias	Transporte: Temperatura ambiente	Tiempo respuesta
Día recepción:	Unidades:		
	Valores normales: -		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Factor reumatoide

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Factor reumatoideo	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601176	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI/mL	
	Valores normales: 0,00 - 20,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Fenitoína

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Difenilhidantoína	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mcg/ml	
	Valores normales: 10,00 - 20,00	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Fenobarbital

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Fenobarbital	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601178	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mcg/ml	
	Valores normales: 10,00 - 30,00	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ferritina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: FERRITINA	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601179	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/mL	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0,0 - 0,0		Tiempo respuesta 2 días

Fosfatasa ácida prostática

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601184	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: u/l	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 0,00 - 4,00		Tiempo respuesta 2 días

Fosfatasa ácida total

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601184	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: u/l	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 4,00 - 11,00		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Fosfatasa alcalina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Fosfatasa alcalina	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601186		Almacenar la muestra produce un incremento de la actividad : 6% a temperatura ambiente; 4% a 4°C y 1% a -20°C.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
	Valores normales: 90,0 - 258,0		

Fosfatasa fracción hepática

Disponibilidad:	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante:	Código SAS: 601184		
Centro obtención:	Área Laboratorio:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción:	Unidades: u/l	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
	Valores normales: 0,0 - 0,0		

Fosfatasa fracción ósea

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601184		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: u/l	Transporte: Temperatura ambiente	Tiempo respuesta 2 días
	Valores normales: 0,0 - 0,0		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Fósforo

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Sr-Fosfato	Espécimen: Suero	Preparación: Debe suprimirse si es posible, epinefrina, insulina, hidróxido de aluminio, esteroides anabólicos, hormona de crecimiento y vitamina D pues elevan falsamente los valores. Evitar ejercicio, hemólisis.
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601188	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización		Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	Transporte: Refrigerado	
	Valores normales: 2,50 - 4,50		

Fósforo

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Excreción de fosfato	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación: Evitar ingesta de hidróxido de aluminio.
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601188	Contenedor: Orina 24 h	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización		Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	Transporte: Refrigerado	
	Valores normales: 900,00 - 1300,00		

Fósforo

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Fosforo	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601188	Contenedor: Suero (urgencias)	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias		Tiempo respuesta 1 hora
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Transporte: Temperatura ambiente	
	Valores normales: 2,50 - 4,50		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Fracción Beta Libre de la Gonadotr

Nombre S.I.: free beta hCG

Preparación:

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria

Código SAS: 601306

Espécimen: Suero

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Área Laboratorio: Diagnóstico prenatal



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Unidades: ng/mL

Día recepción:

Valores normales: -

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
4 días

Fracción libre del Antígeno prostáti

Nombre S.I.:

Preparación:

Disponibilidad: Atención Especializada

Código SAS:

Espécimen: Suero

Volante: Atención Especializada

Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Centro obtención: Extracciones Hospital

Unidades:

Día recepción: Lunes-Viernes

Valores normales: -

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
5 Días

Muy importante que la muestra sea centrifugada antes de una hora tras la extracción

FSH

Nombre S.I.: Folitropina

Preparación:

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria

Código SAS: 601183

Espécimen: Suero

Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp

Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri

Unidades: mUI/ml

Día recepción: Lunes a Viernes

Valores normales: -

Transporte: Refrigerado

Tiempo respuesta
2 días

Anotar datos relativos al ciclo menstrual.

Determinación

Gastrina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: Gastrina	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601195		Ayuno nocturno de 10-12h. Suprimir medicación antiácida 24h previas a la toma del espécimen. No fumar ni tomar café o té durante el periodo de ayuno
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/mL(NBISC66/138)	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
	Valores normales: 13,00 - 100		

Gato (Caspa)

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
	Valores normales: 0,000 - 0,350		

GENOTIPO

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 603169		
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Hepatología	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: cualitativo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 15 días
	Valores normales: 0,0 - 0,0		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

GGT

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Gamma-Glutamiltransferasa	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601193	Recomendable suprimir la ingesta de fenitoina y de fenobarbital los días previos a la extracción de sangre. Hay medicamentos que elevan los valores, consultar.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor:
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 11,0 - 49,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días



Glucosa

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Glucosa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601201	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor:
Día recepción: Todos	Unidades: mgr/dl	Líquidos
	Valores normales: -	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora



Glucosa

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Glucosa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601201	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor:
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dL	Básico orina
	Valores normales: 0,00 - 30,00	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora



Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Glucosa

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Glucosa	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601201		Contenedor: Suero (urgencias)
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Transporte: Temperatura ambiente	Tiempo respuesta 1 hora
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl		
	Valores normales: 70,0 - 100,0		

Glucosa

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Líquido biológi	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601201		Contenedor: Líquidos
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl		
	Valores normales: 0,00 - 0,00		

Glucosa

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Glucosa	Espécimen: Suero	Preparación: Ayunas 12 horas previas. Centrifugar lo antes posible .
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601201		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL		
	Valores normales: 70,0 - 100,0		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

GOT

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Aspartato-aminotransferasa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601074	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: U/L	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 5,0 - 37,0		Tiempo respuesta 1 hora

GOT (AST)

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Aspartato-aminotransferasa	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601074	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0,0 - 37,0		Tiempo respuesta 2 días

GPT

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Alanina-aminotransferasa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601029	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: U/L	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 20,0 - 40,0		Tiempo respuesta 1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

GPT (ALT)

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Alanina-aminotransferasa	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601029	Evitar lipemia y hemolisis.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,0 - 40,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Haplotipos HLA Celiaquía

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Espécimen: Sangre total
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: Cualitativo0	Contenedor: EDTA 3 ml
	Valores normales: Negativo - Positivo	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Haptoglobina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601207	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 36,0 - 195,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Determinación

HbA1c

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Hb-Glicohemoglobina	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601208	Espécimen: Sangre
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: EDTA 3 ml
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: %	
	Valores normales: 4,00 - 5,50	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Hematies

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: /mm3	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

hGH (Basal) (IS 98/574)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: Hormona Somatotropa, GH,STH	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601323	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/mL	
	Valores normales: 0,000 - 0,000	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

HLA B 51

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Sangre total
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Inmunología Celular	Contenedor: EDTA 3 ml
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 15 Días

HLA-B27

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602090	Espécimen: Sangre total
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Inmunología Celular	Contenedor: EDTA 9 ml
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:	
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 3 días

HLA-B57.01

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Plasma
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Inmunología Celular	Contenedor: EDTA 3 ml
Día recepción: Todos	Unidades:	
	Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 15 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Homocisteína

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601218	Ayuno 12 horas
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: $\mu\text{mol/L}$	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 5,00 - 15,00	
		Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 7 días

Hormona antiMülleriana

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Solo disponible para estudio de fertilidad.
Centro obtención: Laboratorio	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: ng/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: -	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Ig E frente a almendra

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Alergia	Código SAS:	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas/alergia	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - 0,35	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Ig E frente a anixakis

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Alergia	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas/alergia	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: - 0,35		Tiempo respuesta 7 Días

Ig E frente a amoxicilina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Alergia	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas/alergia	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: - 0,35		Tiempo respuesta 7 Días

IgA

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601220	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0,000 - 0,000		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

IgA

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Inmunoglobulina A	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601220	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 40,0 - 350,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

IgA

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601220	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 70,0 - 400,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

IgD

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601223	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 0,00 - 100,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

IgE específica frente a aguacate

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Alergia	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas/Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	
Valores normales: - 0,35	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días

IgE frente a abeja

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: IgE-Abeja	Preparación:
Volante: Alergia	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	
Valores normales: - 0,35	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días

IgE total

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601225	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Ialergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: UI/ml	
Valores normales: 0,0 - 100,0	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

IgE total

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601225	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ku/l	
	Valores normales: 0,0 - 100,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

IGF-1

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: Factor de crecimiento insulinoide-I, Sm-C	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601322	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/mL	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

IGFBP-3

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: Proteína enlazante de factores de crecimiento insu	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601251	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µg/ml	
	Valores normales: 0,00 - 0,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

IgG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601226	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 700,0 - 1600,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

IgG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm- Inmunoglobulina G	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601226	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 650,0 - 1600,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

IgG

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601226	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Orina 24 h.
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: 0,0000 - 0,8000	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

IgG

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601226	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 0,000 - 0,000	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

IgM

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601448	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 0,000 - 0,000	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

IgM

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601448	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 40,0 - 230,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

IgM

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm- Inmunoglobulina M	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601448	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 50,0 - 300,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Indice Kappa

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Suero LCR
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Inmunoproteínas	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades:	
	Valores normales: - 10	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 Días

Indice Sodio/Creatinina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: INDICE NA / CREAT	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Espécimen: Orina 24 h.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/mg	
	Valores normales: 0,000 - 0,000	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Inh C1

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601119	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 21,0 - 39,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Inmunofijación

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601446	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: NEGATIVO - POSITIVO	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

Inmunotipado

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601446	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: NEGATIVO - POSITIVO	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 4 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Inseminación Artificial de Donante

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Hoja de instrucciones Preanalíticas
Centro obtención: Laboratorio	Área Laboratorio: Andrología y Fertilidad	Espécimen: Semen
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Orina estéril
	Valores normales: -	
		Transporte: Temperatura corporal
		Tiempo respuesta 2 Días

Insulina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Insulina inmunorreactiva	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601231	Ayuno nocturno de 7 horas Para estudios de hipoglucemia ayuno nocturno de 14 horas
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µU/ml	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 2,6 - 24,9	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Kappa libre

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601240	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Orina 24 h.
Día recepción: Todos	Unidades: mg/l	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: 0 - 0,1	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Kappa libre

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601240	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/l	
	Valores normales: 3,300 - 19,400	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 3 días

Kappa libre en líquido cefalorraquí

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: inmunoproteínas	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: mg/L	
	Valores normales: - 0,73	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 Días

Láctico deshidrogenasa

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Lactato-deshidrogenasa	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601238	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	
	Valores normales: 230,0 - 460,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Lambda libre

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601257	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Orina 24 h.
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/l	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: 0 - 0,1	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Lambda libre

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601257	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: mg/l	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 5,710 - 26,300	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 3 días

LDH

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601238	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Líquido biológico
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	Contenedor: Líquidos
	Valores normales: 0,0 - 0,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

LDH

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: L-lactato-deshidrogenasa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601238	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: UI/l	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: -		Tiempo respuesta 1 hora

LDH

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: L-lactato-deshidrogenasa	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601238	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: U/L	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 230,0 - 460,0		Tiempo respuesta 1 hora

Leche de vaca

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0,000 - 0,350		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Lepidoglyfus Destructor

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	
	Valores normales: 0,000 - 0,350	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Leucocitos

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601314	Espécimen: Líquido biológi
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: /mm3	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

LH

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Lutropina	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601247	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mUI/ml	
	Valores normales: -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Determinación

Lipasa

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601244	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/L	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,0 - 60,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Litio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601246	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/l	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,300 - 1,300	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Lítio

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Litio	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601246	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: mmol/L	Contenedor: Suero (urgencias)
	Valores normales: 0,600 - 1,200	
		Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1,5 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Lp (a)

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601245	Ayuno 12 horas
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - Inferior a 50	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 días

Magnesio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601249	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 1,800 - 2,600	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Magnesio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601249	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Orina básica/24
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Orina estéril
	Valores normales: 50,00 - 150,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Magnesio

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Magnesio	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601249	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 1,90 - 2,50		Tiempo respuesta 1 hora

Mercurio en orina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	 Contenedor: Básico orina
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: µg/g Creatinina	Transporte: Refrigerado
Valores normales: - 30 µg/g Cre		Tiempo respuesta 7 Días

Mercurio en plasma

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Espécimen: Plasma
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	 Contenedor: EDTA 3 ml
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0,10 - 5,40		Tiempo respuesta 7 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Metanefrina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601256		2 días antes de la toma no deberá tomar: Café, té y chocolate, Plátanos y piña. Caramelos, dulces, pasteles, galletas, etc. Helados, Nada que contenga vainilla, Bebidas azucaradas en general (soda-cola, etc.)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Contenedor: Orina 24 h	Tiempo respuesta
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ug/24h	Transporte: Protegido luz	10 días
	Valores normales: 0 - 297		

Metotrexate

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: METOTREXATO	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601258		Indicar hora de infusión en el apartado de orientación diagnóstica.
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)	Tiempo respuesta
Día recepción: Todos	Unidades: µmol/L	Transporte: Temperatura ambiente	1 hora
	Valores normales: 0,000 - 5,000		

Microalbuminuria

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Excreción de Albúmina	Espécimen: Orina 24 h ó ai	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601256		Evitar la recogida de orina tras ejercicio físico
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h	Tiempo respuesta
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/L	Transporte: Refrigerado	2 días
	Valores normales: 0,000 - 0,000		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Nitrógeno

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Heces	Preparación: Fecalograma
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601206		Contenedor: Orina estéril
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Transporte:	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: %		
	Valores normales: 0,00 - 0,00		

Noradrenalina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación: 2 días antes no deberá tomar: Café, té y chocolate, Plátanos y piña, Caramelos, dulces, pasteles, galletas. Etc, Helados, Nada que contenga vainilla, Bebidas azucaradas en general (coca-cola etc)
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601269		Contenedor: Orina 24 h
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Transporte: Protegido luz	Tiempo respuesta 10 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ug/24h		
	Valores normales: 0 - 85,5		

Nor-Metanefrina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación: 2 días antes de la toma no deberá tomar: Café té y chocolate, Plátanos y piña, Caramelos, dulces, pasteles, galletas, etc, Helados, Nada que contenga vainilla, Bebidas azucaradas en general (coca-cola etc)
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601270		Contenedor: Orina 24 h
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Transporte: Protegido luz	Tiempo respuesta 10 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ug/24h		
	Valores normales: 0 - 354		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

NSE

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601157	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 1,00 - 18,30	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Osmolalidad

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante:	Código SAS: 601275	
Centro obtención:	Área Laboratorio:	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: mOsm/Kg	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 300,0 - 1000,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Osmolalidad

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601275	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Orina básica
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mOs/Kg	Contenedor: Básico orina
	Valores normales: 285,0 - 305,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Osmolalidad

Nombre S.I.: Osmolalidad	Preparación:
Disponibilidad: Urgencias	Código SAS: 601275
Volante: Urgencias	Área Laboratorio: Urgencias
Centro obtención: Extracciones Hospital	Unidades: mOsm/Kg
Día recepción: Todos	Valores normales: 300,0 - 1000,0
Espécimen: Orina básica	Contenedor: Básico orina
	Transporte: Temperatura ambiente
	Tiempo respuesta 1 hora

Osmolalidad

Nombre S.I.: Osmolalidad	Preparación:
Disponibilidad: Urgencias	Código SAS: 601275
Volante: Urgencias	Área Laboratorio: Urgencias
Centro obtención: Extracciones Hospital	Unidades: mOsm/Kg
Día recepción: Todos	Valores normales: 285,0 - 305,0
Espécimen: Suero	Contenedor: Suero (urgencias)
	Transporte: Temperatura ambiente
	Tiempo respuesta 1 hora

Oxalato en orina

Nombre S.I.:	Preparación:
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS: 601277
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Automatización
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades: mg/24h
Día recepción: Lunes a Viernes	Valores normales: 0,00 - 0,00
Espécimen: Orina básica/24	Contenedor: Orina 24 h
	Transporte: Refrigerado
	Tiempo respuesta 15 días
	La determinación de oxalato puede realizarse en pacientes pediátricos en orina básica.

Determinación

P1NP

Disponibilidad: Atención Especializada

Volante: Atención Especializada

Centro obtención: Extracciones Hospital

Día recepción: Lunes a Viernes

Nombre S.I.: propéptido aminoterminal del procolágeno tipo I

Código SAS: 601302

Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo

Unidades: ng/mL

Valores normales: -

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (tapón amarillo)

Transporte: Refrigerado

Preparación:

Tiempo respuesta
5 días

Pandy

Disponibilidad: Urgencias

Volante: Urgencias

Centro obtención: Extracciones Hospital

Día recepción: Todos

Nombre S.I.: Reacción de Pandy

Código SAS:

Área Laboratorio: Urgencias

Unidades:

Valores normales: NEGATIVO - POSITIVO

Espécimen: Líquido biológico



Contenedor:

Líquidos

Transporte: Temperatura ambiente

Preparación:

Tiempo respuesta
1 hora

Paracetamol

Disponibilidad: Urgencias

Volante: Urgencias

Centro obtención: Extracciones Hospital

Día recepción: Todos

Nombre S.I.: N-(4-hidroxifenil)etanamida

Código SAS: 601000

Área Laboratorio: Urgencias

Unidades: mcg/ml

Valores normales: 0,00 - 0,00

Espécimen: Suero



Contenedor:

Suero (urgencias)

Transporte: Temperatura ambiente

Preparación:

Tiempo respuesta
1 hora

Determinación

PCR-Ultra

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601304	Ayuno 12 horas
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - Inferior a 3	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 17 días

Péptido asociado a la gastrina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: - 50	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Péptido asociado a la gastrina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: pg/mL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0 - 150	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Peptido C

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Péptido C de insulina,péptido de conexión	Preparación: Ayuno nocturno de 10-12horas
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601283	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/mL	
	Valores normales: 0,480 - 5,050	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Péptido citrulinado IgG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 602130	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: U/mL	
	Valores normales: 0,0 - 20,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Péptido Natriurético tipo B

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación: Ayuno 12 horas
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601292	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/ml	
	Valores normales: 0,000 - Según riesg	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 7 días

Determinación

Peso heces

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Fecalograma
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Heces
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: gr	Contenedor: Orina estéril
	Valores normales: 0,00 - 0,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 2 días

Ph

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601384	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Orina básica
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: sin unidades	Contenedor: Básico orina
	Valores normales: 0,00 - 0,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 1 días

Ph

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601384	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Espécimen: Líquido biológi
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: sin unidades	Contenedor: Líquidos
	Valores normales: 0,0 - 0,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta: 2 días

Determinación

PH

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: pH	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601384	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Todos	Unidades:	
	Valores normales: 4,6 - 7,4	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Ph

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601384	Espécimen: Heces
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina estéril
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:	
	Valores normales: 0,0 - 0,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Phelum Pratense (Hierba T)

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	
	Valores normales: 0,000 - 0,350	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Platano de sombra

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 0,000 - 0,350	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Plomo en orina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Espécimen: Orina básica
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: Básico orina
	Valores normales: - <30 µg/L	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Plomo en plasma

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Espécimen: Plasma
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Contenedor: EDTA 3 ml
	Valores normales: -	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Potasio

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Potasio	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601290		Contenedor: Suero (urgencias)
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Transporte: Temperatura ambiente	Tiempo respuesta 1,5 hora
Día recepción: Todos	Unidades: mE/L		
	Valores normales: 3,50 - 5,00		

Potasio

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Potasio	Espécimen: Orina básica	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601290		Contenedor: Básico orina
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Transporte: Temperatura ambiente	Tiempo respuesta 1,5 hora
Día recepción: Todos	Unidades: mEq/L		
	Valores normales: 35,0 - 80,0		

Potasio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Excreción de Ión Potasio	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación: Orina 24 horas ó fracción de la misma.
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601290		Contenedor: Orina 24 h
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/L		
	Valores normales: 35,0 - 80,0		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Potasio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Ión Potasio	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601290	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/L	
	Valores normales: 3,50 - 5,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Prealbúmina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601291	Ayuno 12 horas
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 20,00 - 40,00	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

ProBNP

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS:	
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Espécimen: Suero
Día recepción: Todos	Unidades: pg/mL	Contenedor: Suero (urgencias)
	Valores normales: 300 -	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 1,5

Determinación

Progesterona

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Preñano-4-3,20-diona	Espécimen: Suero	Preparación: Anotar datos relativos al ciclo menstrual
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601299		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml		
	Valores normales: -		

Prolactina activa

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación: Solo se realizará si la prolactina total es >600 uUI/mL
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601300		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µUI/ml		
	Valores normales: -		

Prolactina total

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: PRL	Espécimen: Suero	Preparación: Ayuno nocturno Considerar hora de extracción en relación al ciclo vigilia-sueño. Obtención del espécimen entre 2 y 4 horas tras el despertar. Factores de variación biológica: Ciclo menstrual, embarazo, estrés, ciclo sueño-vigilia
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601300		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µUI/ml		
	Valores normales: -		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Proteína Amiloide Sérica

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Autoinmunidad	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 0 - 10	Tiempo respuesta 7 Días

Proteína C. reactiva

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Proteína C reactiva	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601304	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dL	Transporte: Temperatura ambiente
	Valores normales: 2,10 - 5,00	Tiempo respuesta 1 hora

Proteína C. reactiva

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Proteína C Reactiva	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601304	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/L	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 0,000 - 5,000	Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Proteína epididimal humana tipo 4

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:		La petición debe acompañarse por un volante de interconsulta indicando edad y estado eumenorreico de la paciente
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Todos	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: -		5 Días

Proteína Plasmática A asociada al E

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Proteína plasmática A asociada al embarazo	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601306		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Diagnóstico prenatal	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mIU/L	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: -		4 días

Proteína S-100

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601424		
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µg/l	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 0,00 - 0,15		10 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Proteína total

Nombre S.I.: Srm-Proteinas	Preparación:
Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Código SAS: 601310
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Área Laboratorio: Automatización
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Unidades: gr/dL
Día recepción: Lunes a Viernes	Valores normales: 6,00 - 8,00
Espécimen: Suero	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Transporte: Refrigerado
	Tiempo respuesta 2 días

Proteínas

Nombre S.I.: Proteina	Preparación:
Disponibilidad: Urgencias	Código SAS: 601310
Volante: Urgencias	Área Laboratorio: Urgencias
Centro obtención: Extracciones Hospital	Unidades: mg/dl
Día recepción: Todos	Valores normales: 0,0 - 75,0
Espécimen: Orina básica	Contenedor: Básico orina
	Transporte: Temperatura ambiente
	Tiempo respuesta 1,5 hora

Proteínas

Nombre S.I.: Proteinas	Preparación:
Disponibilidad: Urgencias	Código SAS: 601310
Volante: Urgencias	Área Laboratorio: Urgencias
Centro obtención: Extracciones Hospital	Unidades: mg/dL
Día recepción: Todos	Valores normales: 0,00 - 10
Espécimen: Orina básica	Contenedor: Básico orina
	Transporte: Temperatura ambiente
	Tiempo respuesta 1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Proteínas totales

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Excrección de Proteína	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601310		No deben obtenerse los especímenes después de un ejercicio intenso.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: gr/L	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 0,4500 - 0,7500		2 días

Proteínas totales

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Proteinas totales	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601310		
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)	
Día recepción: Todos	Unidades: gr/dl	Transporte: Temperatura ambiente	Tiempo respuesta
	Valores normales: 6,00 - 8,00		1,5 hora

Proteínas totales

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Proteinas totales	Espécimen: Líquido biológi	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601310		
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Líquidos	
Día recepción: Todos	Unidades: gr/dl	Transporte: Temperatura ambiente	Tiempo respuesta
	Valores normales: - 3		1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Proteínas totales

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601310	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: g/L	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 0,0000 - 0,0000	Tiempo respuesta 2 días

Proteínas-LCR

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Proteína	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601310	Espécimen: Líquido biológico
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Transporte: Temperatura ambiente
	Valores normales: 15,000 - 45,000	Tiempo respuesta 1 hora

Proteinograma en suero

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades:	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: -	Tiempo respuesta 2 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

PTH

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601281		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/mL		
	Valores normales: 14,0 - 72,0		

RBP

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación: Ayuno 12 horas
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601305		Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl		
	Valores normales: 3,000 - 6,000		

Renina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: Renina Directa	Espécimen: Plasma	Preparación: Tres semanas antes de la determinación deben seguirse las siguientes normas: No tomar diuréticos, betabloqueantes, IECA, ARA II y calcioantagonistas dihidropiridínicos Dieta normosódica Puede tomar verapamil o diltiazem
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601317		Contenedor: EDTA 3 ml
Centro obtención: Laboratorio	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Transporte: Temperatura ambiente	Tiempo respuesta 5 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: uUI/mL		
	Valores normales: -		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

RNA-VHC

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 603167	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Hepatología	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI/mL	
	Valores normales: 0,0 -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Salicilatos

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Ácido 2-(acetiloxi)-benzoico	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601005	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mcg/dl	
	Valores normales: 0,00 - 0,00	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Salsola Kali

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	
	Valores normales: 0,000 - 0,350	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Sangre oculta

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Heces	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601318		Contenedor: Sangre oculta
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:		
	Valores normales: 0,0 - 0,0		

Sedimento orina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina básica	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601163		Contenedor: Básico orina
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 1 días
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:		
	Valores normales: 0,0 - 0,0		

Selenio en Orina de 24 horas

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Contenedor: Orina 24 h
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 7 Días
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: µg/24h		
	Valores normales: - 12040		

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Selenio en suero

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Es necesario remitir la muestra en un tubo específico para metales (Tapón azul)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Contenedor: Suero metales	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 60 - 120		7 Días

SHBG

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Sex hormone-binding globulin,SHBG,	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601198		Ayuno nocturno
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: nM/L	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 0,00 - 0,00		5 días

Sodio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Ión Sodio	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601321		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/L	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 135,0 - 145,0		2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Sodio

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Sodio	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601321	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Todos	Unidades: mEq/L	
	Valores normales: 54,0 - 150,0	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1,5 hora

Sodio

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Excreción de Ión Sodio	Preparación: Orina de 24 ó una fracción de la misma.
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601321	Espécimen: Orina 24 h.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mEq/l	
	Valores normales: 30,0 - 200,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Sodio

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Sodio	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601321	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mEq/L	
	Valores normales: 135,0 - 145,0	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1,5 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Soja

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	
Valores normales: 0,000 - 0,350	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días

β2 Microglobulina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: BETA 2 MICROGLOBULINA	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601261	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/L	
Valores normales: 0,100 - 3,000	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 3 días

β2 microglobulina en orina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: beta 2 microglobulina en orina	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Todos	Unidades: mg/L	
Valores normales: - 0,3	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

β-CrossLaps

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.: telopéptido carboxiloterminale del procolágeno I	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601326	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/mL	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: -	Tiempo respuesta 5 días

Subclase IgG1

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601227	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 490,000 - 1140,000	Tiempo respuesta 24 días

Subclase IgG2

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601228	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Transporte: Refrigerado
	Valores normales: 150,000 - 640,000	Tiempo respuesta 4 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Subclase IgG3

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601229	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 20,0000 - 110,0000	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 4 días

Subclase IgG4

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601230	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 8,0 - 140,0	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 4 días

T3 libre

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: 3,3',5' triyodotironina libre	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601344	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/ml	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 2,300 - 4,600	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

T4 libre

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: 3,5,3',5'-tetrayodotironina libre	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601335	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/dl	
	Valores normales: 0,900 - 1,700	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Teofilina

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: 1,3 dimetilxantina	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601328	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mcg/ml	
	Valores normales: 10,00 - 20,00	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Test gestación

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Test gestación	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601329	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Todos	Unidades:	
	Valores normales: NEGATIVO - POSITIVO	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1 hora

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Test gestación

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601329	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades:	
Valores normales: NEGATIVO - POSITIVO	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 1 días

Test maduración fetal

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Test de madurez fetal	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601167	Espécimen: Líquido amniót
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Líquidos
Día recepción: Todos	Unidades: mg/g	
Valores normales: Negativo - Positivo	Transporte: Protegido luz a temper	Tiempo respuesta 1 hora

Testosterona libre

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: 17 beta-hidroxi-4-androsten-3-ona Free	Preparación: Ayuno nocturno
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601331	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/mL	
Valores normales: 0,000 - 0,000	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 5 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Testosterona total

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: 17 beta-hidroxi-4-androsten-3-ona	Preparación: Ayuno nocturno
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601330	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: nmol/L	
	Valores normales: -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 5 días

Tiroglobulina

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: TIROGLOBULINA	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601332	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: ng/ml	
	Valores normales: 0,00 - 80,00	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Tiroglobulina en líquido

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: ng/ml	
	Valores normales: -	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 3 Días

Determinación

Título de ASLO

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601052	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI/mL	
Valores normales: 0,0 - 240,0	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días

Transferrina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601338	Espécimen: Orina 24 h.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Proteínas	Contenedor: Orina 24 h
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
Valores normales: 0,0000 - 1,8990	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días

Transferrina

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601338	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
Valores normales: 200,0 - 360,0	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Tricíclicos

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Antidepresivos tricíclicos	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601053	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades:	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: Negativo - Positivo		Tiempo respuesta 1 hora

Triglicéridos

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Triglicéridos	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601341	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 70,0 - 170,0		Tiempo respuesta 2 días
		Preparación: Ayunas. No consumir alcohol en las 72 horas previas a la toma de espécimen

Triglicéridos-ul.

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601341	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dl	Transporte: Refrigerado
Valores normales: - Inferior a 15		Tiempo respuesta 7 días
		Preparación: Ayuno 12 horas

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Trigo

Disponibilidad: Atención Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Primaria	Código SAS: 601224	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Alergia	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: UI	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0,000 - 0,350		Tiempo respuesta 2 días

Troponina T

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Troponina T	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601346	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: ng/ml	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 0,000 - 0,05		Tiempo respuesta 1 hora

TSH

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Tirotropina	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601333	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Enzimainmunoensayo	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µUI/ml	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 0,400 - 4,000		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Urea

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Srm-Urea	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601349	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 20,0 - 50,0	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Urea

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Urea	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601349	Espécimen: Orina básica
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	Contenedor: Básico orina
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	
	Valores normales: 900,0 - 3000,0	Transporte: Temperatura ambiente
		Tiempo respuesta 1,5 hora

Urea

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.: Excreción de urea	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601349	Espécimen: Orina 24 h.
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Automatización	Contenedor: Orina 24 h
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: mg/dL	
	Valores normales: 1800 - 3000	Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 2 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Urea

Disponibilidad: Urgencias	Nombre S.I.: Urea	Preparación:
Volante: Urgencias	Código SAS: 601349	Espécimen: Suero
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Urgencias	 Contenedor: Suero (urgencias)
Día recepción: Todos	Unidades: mg/dl	Transporte: Temperatura ambiente
Valores normales: 10,0 - 50,0		Tiempo respuesta: 1,5 hora

Vitamina A

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación: Ayuno de 12 h,
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601355	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µg/dL	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 20 - 80,0		Tiempo respuesta: 10 días

Vitamina B12

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación: Ayuno 12 horas
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601356	Espécimen: Suero
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	 Contenedor: Suero (tapón amarillo)
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: pg/ml	Transporte: Refrigerado
Valores normales: 190,0 - 1000,0		Tiempo respuesta: 7 días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Vitamina E .

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS: 601360	Ayuno de 12h,
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Riesgo Cardiovascular	Espécimen: Suero
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µg/dL	Contenedor: Suero (tapón amarillo)
	Valores normales: 800 - 1900	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 10 días

Volumen inseminado

Disponibilidad: Atención Especializada	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: Atención Especializada	Código SAS:	Hoja de instrucciones Preanalíticas
Centro obtención:	Área Laboratorio: Andrología y Fertilidad	Espécimen: Semen
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µL	Contenedor: Orina estéril
	Valores normales: 0,0 - 0,0	
		Transporte:
		Tiempo respuesta 2 días

Yodo en Orina de 24 horas

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:	
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Espécimen: Orina 24 h.
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: µg/24h	Contenedor: Orina 24 h
	Valores normales: 25 - 450	
		Transporte: Refrigerado
		Tiempo respuesta 7 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.

Determinación

Yodo en suero

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		Es necesario remitir la muestra en un tubo específico para metales (Tapón azul)
Centro obtención: Extracciones Hospital	Área Laboratorio: Metales	Contenedor: Suero metales	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades:	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 45 - 100		7 Días

Zinc

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Suero	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS: 601363		Es necesario remitir la muestra en un tubo específico para metales (Tapón azul)
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Contenedor: Suero metales	
Día recepción: Lunes a Viernes	Unidades: µg/dl	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 67,0 - 120,0		7 días

Zinc en Orina de 24 horas

Disponibilidad: A. Especializada y A. Primaria	Nombre S.I.:	Espécimen: Orina 24 h.	Preparación:
Volante: A. Espe + A. Prim + Hosp	Código SAS:		
Centro obtención: Ext. Hosp.ó C. Periféri	Área Laboratorio: Metales	Contenedor: Orina 24 h	
Día recepción: Lunes-Viernes	Unidades: µg/dl	Transporte: Refrigerado	Tiempo respuesta
	Valores normales: 22,7 - 104,8		7 Días

Recepción Urgencias: Todos los días de la semana las 24 horas
Rutina: Lunes a Viernes (laborables) de 08:00 h. a 13:30 h.