

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE EPIDEMIA COVID-19
UGC OTORRINOLARINGOLOGÍA

HUM

hospitalmacarena.es

2020




Circuito de atención en Pruebas Funcionales ORL



Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

- ✓ El coronavirus SARS-2 se transmite entre personas por colonización e infección a través de las mucosas nasales, faríngeas y oculares. Estas mucosas son el terreno natural de las exploraciones otorrinolaringológicas, sobre las que contactan SIEMPRE los instrumentos que se utilizan.
- ✓ La extremada cercanía de los médicos y enfermeras durante las exploraciones y pruebas audiológicas ORL los convierte en profesionales altamente expuestos al contagio por el virus, tanto por el contacto directo con las mucosas colonizadas como por los aerosoles que se generan durante estas exploraciones. De los 23 médicos muertos en España hasta el momento, 2 son otorrinolaringólogos, y son muy numerosos los otorrinolaringólogos contagiados sintomáticos que han cursado baja laboral.
- ✓ Se produce un elevado volumen de contactos entre pacientes portadores asintomáticos cuyo estado de contagiosidad se desconoce (por falta de realización de pruebas diagnósticas) y otorrinolaringólogos sanos que se convertirán consecuentemente en nuevos portadores asintomáticos.
- ✓ La Otorrinolaringología es una especialidad de extremadamente alta capacidad de contagiosidad si no se conoce el estado inmunitario y contagioso de los pacientes. Solo los pacientes con PCR negativa y test de anticuerpos positivo son inmunes





- ✓ Las cabinas para la realización de las audiometrías se limpiarán por parte de las TCAE después de cada uso (silla, cableado, y auriculares); y **se desinfectarán de manera programada** por parte del personal de limpieza con agua y lejía **a las 10:30 horas y a las 14 horas**.
- ✓ La cabina A se destinará a las Audiometrías Citadas, y la B a las Audiometrías de Acto Único.
- ✓ La sala 13 se destinará exclusivamente a las Audiometrías Infantiles, y en Campo Libre.
- ✓ No podrán coincidir dos pacientes a la vez en el mismo espacio físico. Se citará a los pacientes en intervalos de media hora. Se estima que el número máximo de pacientes durante la mañana será de 10.
- ✓ Se utilizará material desechable siempre que sea posible, y en caso contrario se procederá a su desinfección con agua y lejía.
- ✓ El material lúdico de uso común para los pacientes pediátricos se protegerán con cubiertas de plástico desechables.
- ✓ Se solicitará a los pacientes, siempre que sea posible, que no introduzcan sus pertenencias dentro de las cabinas. Éstas serán custodiadas por su acompañante cuando sea posible.
- ✓ En caso que el paciente utilice audiprótisis, éstas se colocarán dentro de la cabina en un recipiente habilitado para ello, que se desechará, o en su defecto se desinfectará tras cada uso.
- ✓ Se evitará, en lo posible, el uso de cochecitos de bebé. En aquellos casos que su uso sea imprescindible, previo a la prueba se desinfectarán las ruedas pulverizándolas con una solución de agua y lejía; e igualmente el manillar.